



Sobres de solución de reactivo, plata 2, paquete de 50

Ref. producto:

2293666

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas



Reactivo para la determinación de plata mediante el método colorimétrico de cación 2B. Método Hach 8120. Intervalo: 0,02 - 0,70 mg/L Ag. Tamaño de la muestra: 50 mL. Paquete de 50 sobres. También disponible en el set de reactivos 2296600.

Especificaciones

Método:

Colorimétrico

Número de tests:

50