



Set de reactivos para la determinación de plata, sobres de reactivo en polvo, de 0,005 a 0,700 mg/L de Ag

Ref. producto:

2296600

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas



Reactivo en polvo en paquetes sellados para el método colorimétrico de determinación de plata con el indicador de cación 2B. Para muestras de 50 mL.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/800, PC II
Método:	Colorimétrico
Número de tests:	50
Número del método:	8120
Parámetro:	Plata
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 0,70 mg/L Ag