



Kit de prueba de disco de colores para hierro, Modelo IR-21

Ref. producto: 2299300
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El kit de prueba de hierro de disco de colores/TPTZ de rango bajo contiene 100 pruebas.

Método de disco de colores sencillo y rápido.

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.01
	0.05
Método:	Color disc/TPTZ
Modelo de Test Kit:	IR-21
Número de tests:	100
Parámetro:	Iron, low range - As Fe**
Peso de envío:	2
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.2 mg/L Fe
Rango de medición (2):	0 - 1,2 mg/L Fe
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, vial, instrucciones y caja de transporte.