



## Solución estándar de cloruro sódico, 18 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 50 mL

# de producto: 2307426  
COP Precio: Contáctenos  
Disponible

### Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Estándar de conductividad. 10&nbsp;246 mg/l de NaCl. 18 000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Botella con tapón de vertido de 50 mL.

#### Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard solutions that are used are key.

#### Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate conductivity measurements is good care and calibration of the conductivity cell.

#### Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

---

### Especificaciones

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustes del envase:            | Bottle                                                                             |
| Concentración:                 | 18000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C $\pm$ 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C     |
| Condiciones de almacenamiento: | 10 - 25 °C (protect from light)                                                    |
| Descripción:                   | Conductivity calibration solution                                                  |
| Fórmula:                       | NaCl                                                                               |
| Notas especiales:              | Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months |
| Parámetro:                     | Conductivity                                                                       |
| Plataforma:                    | Solución                                                                           |
| Trazable a NIST:               | Sí                                                                                 |
| Vida útil:                     | 24 months                                                                          |
| Volumen / tamaño de embalaje:  | 50 mL                                                                              |