



Kit de pruebas para ácido ascórbico, Modelo ASC-1

Ref. producto: 2308100
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El kit de pruebas para ácido ascórbico modelo ASC-1 se desarrolló en colaboración con fabricantes de bebidas y utiliza el método de titulación por conteo de gotas para medir el ácido ascórbico (vitamina C). Utiliza titulación por conteo de gotas con un rango de 10-200 mg/L. Contiene aproximadamente 100

Utiliza titulación por conteo de gotas: un método de titulación sencillo y económico

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Incremento mínimo:	10
Método:	Drop count titration/ Iodometric
Modelo de Test Kit:	ASC-1
Nota al pie:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Número de tests:	100
Parámetro:	Ascorbic Acid
Peso de envío:	2.5
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	- Ascorbic Acid
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tubo de medición de muestra, frasco, reactivos, instrucciones y caja de transporte.