



Medio para caldo A-1, deshidratado, 500 g

Ref. producto: 2309934
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Medio para caldo A-1, deshidratado. Caldo para método del NMP de 24 horas para coliformes fecales. Vea Pruebas microbiológicas para medio preparado. Botella/500 g.

Soluciones completas para pruebas en aguas para actividades recreativas

Hach ofrece una variedad de medios y equipos para satisfacer todas

sus necesidades en cuanto a pruebas en usos para actividades recreativas.

Soluciones completas para el análisis de aguas residuales

Hach ha preparado medios y equipos convenientes para realizar

las pruebas en aguas residuales y agua no potable de manera rápida y sencilla.

Soluciones completas para pruebas en agua potable

Cualquiera sea el método que un cliente elija para analizar muestras de

agua potable, Hach ha preparado medios y equipos convenientes para hacer

las pruebas de manera rápida y sencilla.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 500 g