



Kit de prueba de alcalinidad, Modelo AL-TA

Ref. producto: 2314500
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Provocada por la presencia de Carbonatos, Bicarbonatos, Hidróxidos y otras sales disueltas, la Alcalinidad es importante para los procesadores de alimentos y bebidas, para los operadores de calderas y los biólogos acuáticos. Con la valoración por recuento de gotas/Ácido sulfúrico para determinar la Alcalinidad, este kit contiene 100 tests.

Utiliza valoración por recuento de gotas: método de valoración sencillo y económico

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta caja de transporte para el análisis en campo

Especificaciones

Incremento mínimo:	23 gpg
	385
Método:	Valoración por recuento de gotas/Ácido sulfúrico
Modelo de Test Kit:	AL-TA
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	100
Parámetro:	Alcalinidad: (P) y total (MO) como CaCO ₃
Peso de envío:	1
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	23 - 495 gpg
Rango de medición (2):	385 - 8,500 mg/L
Tpo de carcasa:	B