



Test kit, maestro para piscinas

Ref. producto: 2315001
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El test kit maestro multiparamétrico para piscinas de Hach combina varios tests en un único test kit. El test kit incluye tests de alcalinidad, cloro, dureza y pH, además de tests especializados de alcalinidad total, dureza cálcica y ácido cianúrico.

Utiliza los sencillos y económicos métodos de valoración por recuento de gotas y disco de color

Especificaciones

Aplicación:	Piscina y spa
Método:	pH
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Unidades de pH 6,6-8,4