



Sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de cloruro, paquete de 100

Ref. producto: 2318069
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Ajustador de fuerza iónica de cloruro para las determinaciones de cloruro mediante métodos de electrodos de ion selectivo. Ideal para determinar niveles de cloruro muy bajos. Elimina la mayoría de las interferencias. Use un sobre por cada 25 mL de muestra. Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Ajustes del envase:	Powder Pillows
Concentración:	ISA
Parámetro:	Chloride
Vida útil:	3 years
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk