



Set de reactivos para la determinación de la dureza, método colorimétrico con calmagita

Ref. producto:

2319900

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de la dureza, de 0,05 a 4,00 mg/L de Ca como CaCO₃/de 0,05 a 4,00 mg/L de Mg como CaCO₃. 100 pruebas

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto PC II
Método:	Colorimétrico con calmagita
Número de tests:	100
Número del método:	8030
Parámetro:	Dureza, Ca y Mg
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,05 - 4,00 mg/L Ca como CaCO ₃
Rango de medición (2):	0,05 - 4,00 mg/L Mg a MgCO ₃