



Frasco de muestreo de policarbonato de 125 mL, paquete de 6

Ref. producto: 2324333
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El frasco de policarbonato transparente con tapa tiene una abertura de boca ancha (3,8 cm/1,48") para facilitar el llenado y un diseño cuadrado para brindar la máxima eficiencia del espacio. Esterilizable en autoclave con graduaciones en contrarrelieve (no acople las roscas para el ciclo de autoclave).

Especificaciones

Capacidad:	125 mL
Material:	PC
Volumen / tamaño de embalaje:	6 /pk