



Frasco de muestreo de policarbonato de 500 mL, paquete de 4

Ref. producto: 2324539
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El frasco de policarbonato transparente con tapa tiene una abertura de boca ancha (3,8 cm/1,48") para facilitar el llenado y un diseño cuadrado para brindar la máxima eficiencia del espacio. Esterilizable en autoclave con graduaciones en contrarrelieve (no acople las roscas para el ciclo de autoclave).

Especificaciones

Capacidad: 500 mL
Volumen / tamaño de embalaje: 4 /pk