



Tubos C-Flex de 6,4 mm (diámetro interno)

Ref. producto: 2327337
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Elastómero termoplástico blanco con excelente resistencia química y un rango de temperatura de -80 a 230 °C. Se puede esterilizar mediante radiación gamma o autoclave. Se proporciona en secciones de 25 pies.

Especificaciones

D. I.:	1/4 in
Grosor de pared:	1/16 in
Volumen / tamaño de embalaje:	25 ft