



Soporte de filtro de vidrio para filtrado al vacío

Ref. producto: 234000
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Embudo tipo vaso de precipitado (500 ml) con soporte de membrana de 47 mm para filtrar muestras acuosas. Soporte de membrana de vidrio de borosilicato fritado para permitir el filtro uniforme en toda la superficie de la membrana. El embudo se ajusta de manera uniforme a la base mediante la abrazadera de aluminio. El matraz de filtro se vende por separado.

Especificaciones

Diámetro:	47 mm
Volumen / tamaño de embalaje:	1

Contenido de la caja

Borosilicate glass funnel and base; anodized aluminum clamp; support screen (sintered glass); rubber stopper (No. 8).