



TNT para DQO, sin mercurio, de 0 a 150 mg/L O₂

Ref. producto:

2345852

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

Los productos TNT de 16 mm solo se pueden evaluar en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	15 - 25 °C (proteger de la luz)
Método:	Dicromato sin mercurio (no aprobado por la USEPA para elaboración de informes)
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 (se requiere 1 cubeta para blanco)
Número del método:	8000
Parámetro:	DQO
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	25 - 150 mg/L O ₂
Vida útil:	48 meses a partir de la fecha de producción
Volumen / tamaño de embalaje:	25 /paquete