



Sílice, Set de reactivos, 0,010-1,600 mg/L SiO₂

Ref. producto:

2346800

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Para la determinación de Sílice, Método Azul de Heteropoli. Para 25 mL de muestra.

Especificaciones

Instrumento:	DR/2000
Método:	Heteropoly Blue
Número de tests:	100
Número del método:	8186
Parámetro:	Silica
Rango de medición:	0,010 - 1,600 mg/L SiO ₂