



Test kit, atrapador de oxígeno, disco de color, modelo OS-1, 100 tests

Ref. producto: 2349500

EUR Precio: Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

El mantenimiento adecuado y el funcionamiento económico de las calderas y torres de refrigeración modernas requieren un cuidadoso equilibrio entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Este kit, que utiliza el método de disco de color, contiene 100 tests.

Método de disco de color sencillo y rápido

Mide los atrapadores de oxígeno comunes: DEHA, hidroquinona, ISA y MEKO

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Método:	Disco de color/reducción de hierro
Modelo de Test Kit:	OS-1
Número de tests:	50
Parámetro:	Atrapador de oxígeno: como DEHA hidroquinona, ácido eritórico y metiletilquetoxima
Peso de envío:	4,5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 52 µg/L de DEHA (y otros atrapadores de oxígeno).
Rango de medición (2):	0 - 1360 µg/L de DEHA (y otros atrapadores de oxígeno)
Rango de medición (3):	0 - 300 µg/L de DEHA (y otros atrapadores de oxígeno).
Tpo de carcasa:	R