



Test kit, incrustaciones y alimentación de calderas, modelo BSC-1, valoración por recuento de gotas

Ref. producto:

2350300

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío



El mantenimiento adecuado y el funcionamiento económico de las calderas y torres de refrigeración modernas requieren un cuidadoso equilibrio entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Un test kit económico para supervisar la formación de incrustaciones en pequeñas calderas industriales, el test kit de incrustaciones y de alimentación de calderas BSC-1 utiliza métodos de valoración por recuento de gotas para determinar los niveles de alcalinidad, cloruro y dureza.

Especificaciones

Aplicación:

Agua de caldera

Plataforma:

Valorador recuento de gotas