



Test kit, completo, agua de refrigeración y caldera, modelo BC-3

Ref. producto: 2350500
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El mantenimiento adecuado y el funcionamiento económico de las calderas y torres de refrigeración modernas requieren un cuidadoso equilibrio entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Este kit proporciona capacidades de análisis de alcalinidad, cloruro, dureza, sulfito, fosfato, pH, hierro, sílice, y cloro total.

Incluye todos los test de BSC-1 y BTC-2, así como tests de cloro, sílice y hierro

Permite la supervisión de los niveles de cloro en las torres de refrigeración para evitar la acumulación microbológica

Permite determinar la contaminación de sílice, que puede ser un problema en el agua de alimentación de las calderas, y los niveles de hierro que se controlan para proporcionar una indicación de la corrosión.

Ofrece una variedad más amplia de capacidades de análisis de pH que el kit BTC-2

Utiliza los métodos de valoración por recuento de gotas y disco de color

Especificaciones

Aplicación: Agua de caldera
Plataforma: Discos de Color