



Tratamiento de calderas profesional/Kit de pruebas de alimentación de calderas, modelo BT-DT

de producto: 2350600
COP Precio: Contáctenos
Llamar para confirmar fecha de envío

El mantenimiento adecuado y la economía de operación de las calderas modernas y torres de refrigeración requieren un cuidadoso equilibrio entre los parámetros de calidad del agua y los químicos de tratamiento. Este kit brinda la capacidad de realizar pruebas de alcalinidad, cloruro, dureza, sulfito, fosfato

Ofrece pruebas de químicos de tratamiento y parámetros de agua de alimentación, con la exactitud que exigen los profesionales del tratamiento del agua.

Offers testing of treatment chemicals and feedwater parameters, with the accuracy demanded by water treatment professionals

El titulador digital de Hach, incluido, simplifica los procedimientos de titulación, ahorra tiempo y brinda mayor exactitud que las pruebas por cuenta gotas.

The included Hach Digital Titrator simplifies titration procedures, saves time, and provides greater accuracy than drop count testing

El kit también incluye un disco de color para realizar análisis de manera simple y rápida.

Kit also includes color disc for simple, fast analysis

Especificaciones

Aplicación:	Boiler Water
Plataforma:	Valorador Digital