



Disco de color de nitrito, 0 - 80, 0 - 1600 mg/L

Ref. producto: 9262900
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Disco de color para medir nitrógeno en forma de nitrito, 0 - 80, 0 - 1600 mg/L NO_2^- . Se utiliza en kit de ensayo Modelo NI-6 (N.º prod. 224000) y Modelo PBC-DT (N.º prod. 2350700).

El método del kit de prueba visual más preciso; los discos de color Hach proporcionan comparativas rápidas y precisas