



Almohadillas reactivo en polvo molibdeno 1, 20 mL, paq. 100

Ref. producto:

2352449

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para realizar determinaciones de molibdeno de bajo rango mediante el método complejo ternario (método 8169 de Hach). Rango: 0,02 - 3,00 mg/L. Tamaño de la muestra: 20 mL. Paquete de 100 almohadillas de polvo.

Especificaciones

Método:	Ternary Complex
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk