



Sobres de reactivo en polvo, molibdeno 1, 50 mL, paquete de 100

Ref. producto:

2352769

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas



Reactivos en polvo en paquetes sellados para la determinación de molibdeno, 0,02 - 3,00 mg/L Mo.

Para la determinación de molibdeno en rango bajo mediante el método del complejo ternario (método Hach 8169). Intervalo: 0,02 - 3,00 mg/L Mo
Mo Tamaño de la muestra: 50 mL

Especificaciones

Método:	Complejo ternario
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk