



Solución estándar de nitrógeno amoniacal, 1000 mg/L, 1 L

Ref. producto: 2354153
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Nitrógeno amoniacal, 1000 mg/L $\pm$ 20 mg/L NH₃-N. Botella de 500 mL

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Ajustes del envase:	Botella
Concentración:	1000 mg/L $\pm$ 20 mg/L NH ₃ -N
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Solución estándar de nitrógeno amoniacal
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Amonio
Plataforma:	Solución
Vida útil:	5 años
Volumen / tamaño de embalaje:	1 L