



Test kit, molibdato, modelo MO-LR

Ref. producto: 2359300
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El uso de molibdato está superando el uso de cromato como inhibidor de corrosión debido su menor toxicidad. El alto coste de estos tratamientos requiere un cuidadoso control de su concentración. Los reactivos del kit reaccionan con el molibdato para formar un color amarillo, que se mide con un disco de color.

Los reactivos del kit reaccionan con el molibdato para formar un color amarillo, que se mide con el sencillo método de disco de color.

Supervisa de forma eficaz los inhibidores de corrosión

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,25
Método:	Disco de color/ complejo ternario
Modelo de Test Kit:	MO-LR
Número de tests:	100
Parámetro:	Molibdato - como molibdeno
Peso de envío:	2
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 3,0 mg/L Mo
Tpo de carcasa:	D