



## Ampollas de vidrio 2 ml m-FC, paq. 20.

**Ref. producto:** 2373220  
**EUR Precio:** Contáctenos  
**Llamar para consultar fecha de envío**

Ampollas de vidrio PourRite™ para caldo m-FC, paq. 20.

**Ahorre tiempo y dinero con el medio preparado de Hach para métodos de filtración por membrana. Selectividad: bacterias coliformes fecales.**

---

### Especificaciones

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Material:                     | Glass  |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 20 /pk |