



## Película de laboratorio Parafilm M

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Ref. producto:</b>        | <b>251764</b> |
| EUR Precio:                  | Contáctenos   |
| No se muestra fecha de envío |               |

Sella recipientes de laboratorio de forma rápida y efectiva. La película impide la evaporación y la contaminación de las muestras; protege los materiales anhidros. Puede plegarse repetidamente y doblarse alrededor de superficies afiladas sin romperse. Estirada en sentido longitudinal a 21 °C (71 °F), Parafilm M aumenta aproximadamente un 200 %. Se hace más flexible, más suave y más resistente conforme aumenta la temperatura. Resistente al alcohol, ácido de concentración de medios y álcalis. Anchura: 10 cm (4 pulg.); 38 m (125 pies) rollo.

---

### Especificaciones

|           |        |
|-----------|--------|
| Cantidad: | 1 each |
|-----------|--------|