



Fosfato, total, TNT, de 1,0 a 100 mg/L PO₄

Ref. producto:

2767245

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

Los productos TNT de 16 mm solo se pueden evaluar en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Método:	Digestión de molibdovanadato con persulfato ácido
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 - 50
Número del método:	10127
Parámetro:	Fosfato, total
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	1,0 - 100 mg/L PO ₄
Requiere digestión:	Sí