

Fórmula: $\text{H}_3\text{CCOONH}_4$	Número MDL: MFCD00013066
Peso molecular: 77.08 g/mol	Número CAS: 631-61-8
Punto de ebullición:	EINECS: 211-162-9
Pt de Mezcla: 114 °C	Índice Merck: 13,00495
Densidad: 1.17 g/cm ³ (20 °C)	
Punto de inflamabilidad: 136 °C	
Almacenamiento temperatura: Ambiente	

RESULTADOS DE TEST Y ESPECIFICACIONES:	
- Cumple con los requisitos químicos de reactivos ACS - Para uso en laboratorio, investigación o fabricación - Ensayo ($\text{CH}_3\text{COONH}_4$) (por valoración ácido-base) - Materia insoluble - Nitrato (NO_3) - pH de la solución al 5% a 25 ° C - Residuo después de la ignición - Solución (20: 100) - transparente, incolora, completa - Sulfato (SO_4) - Agua (H_2O) - Cloruro (Cl) - Impurezas de seguimiento - ACS - Metales pesados (como Pb) - Impurezas de seguimiento - Hierro (Fe) - Cumple con las especificaciones de reactivos para probar monografías de USP / NF	≥ 97% ≤ 0.005% ≤ 0.001% 6.7 – 7.3 ≤ 0.010% Pasa la prueba ≤ 0.001% ≤ 2.5% ≤ 5 ppm ≤ 5 ppm ≤ 5 ppm

