



## Ajustador de fuerza iónica de amoníaco, 500 mL

|                |               |
|----------------|---------------|
| # de producto: | 2824349       |
| USD Precio:    | Contacto Hach |
| Disponible     |               |

Solución tampón de ajustador de fuerza iónica (ISA) de amoníaco para determinaciones de amoníaco mediante electrodos. Botella de 500 mL

---

### Especificaciones

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ajustes del envase:           | Bottle   |
| Concentración:                | ISA      |
| Parámetro:                    | Ammonium |
| Vida útil:                    | 3 years  |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 500 mL   |