



Estándar de control de calidad de componentes inorgánicos en influentes de aguas residuales, 500 mL

de producto: 2833149
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Estándar de control de calidad (componentes inorgánicos en influentes de aguas residuales) para los parámetros de amoníaco, nitrato, fosfato, DQO, sulfato y TOC.

La solución estándar contiene las siguientes concentraciones:

Amoníaco: 15 mg/l de $\text{NH}_3\text{-N}$

Nitrato: 10 mg/l de $\text{NO}_3\text{-N}$

DQO: 500 mg/l de O_2

Fosfato: 10 mg/l de PO_4

Sulfato: 400 mg/l de SO_4

TOC: 161 mg/l de C

Especificaciones

Concentración:	Fosfato 10 mg/L PO_4^{3-}
Descripción:	Estándar de control de calidad de componentes inorgánicos en influentes de aguas residuales, 500 ml
Parámetro:	Mixtos
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	500 ml