



Celdas de muestras, redondas de 1 pulgada, env./6 (4 x 10 ml, 2 x 25 ml)

de producto:

2838300

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Ideales para usarlas con los espectrofotómetros DR/2400 y DR/2500. Dos celdas de muestras de vidrio redondas de 1 pulgada, 25 ml, con tapas (con marcas a 10, 20 y 25 ml) y cuatro celdas de muestras de vidrio redondas de 1 pulgada, 10 ml, con tapas.