



Solución de relleno, referencia, 3 M, KCl con AgCl, 28 mL

de producto:

2841700

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución de relleno para elemento de referencia del electrodo, cloruro potásico (KCl) saturado con AgCl, 3 M, botella de 28 mL

Especificaciones

Descripción:	MTC301, PHC301, 5012T
Formula:	KCl 3 M saturado con AgCl
Plataforma:	Solución
Solution Type:	Relleno
Vida útil:	48 meses a partir de la fecha de producción
Volumen / tamaño de embalaje:	28 mL