



Kit de prueba para control de nitrificación

de producto: 2882200
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

El kit de control de nitrificación se utiliza para la monitorización rutinaria de los parámetros de calidad del agua que influyen en la nitrificación o indican su presencia en sistemas de agua clorada. Este kit portátil y versátil incluye un colorímetro DR 900, reactivos para amoníaco libre y monoclóramina y tests de nitrito y cloro total.

El kit de control de nitrificación se utiliza para la monitorización rutinaria de los parámetros de calidad del agua que influyen en la nitrificación o indican su presencia en sistemas de agua clorada

Este versátil kit incluye el colorímetro DR 900 y reactivos para realizar pruebas de amoníaco libre, monoclóramina, nitrito, cloro total (rango bajo y alto)

Especificaciones

Aplicación:	Nitrificación
Instrumento:	El kit incluye el medidor DR 900 y cubetas de muestra
Rango de medición:	0,02 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
Rango de medición (2):	0,04 - 4,50 mg/L Cl_2
Rango de medición (3):	0-0,350 mg/L $\text{NO}_2\text{-N}$

Contenido de la caja

Incluye el colorímetro DR 900, cinco reactivos, tijeras, CD, cubeta de muestra y tapón.