

Test Cianuros

Descripción	
Número de catálogo	1100440001
Replaces	10044-1; 10044
Descripción	Cyanide Test
Visión de conjunto	La prueba de cinauro es adecuada para el control de iones de cianuro en aguas residuales de trabajos galvanoplásticos. Sólo se detectan cianuros fácilmente disociables.
Información del producto	
Código HS	3822 00 00
Quality Level	MQ100
Información de seguridad según el GHS	
Pictogramas de peligro	

Información de seguridad según el GHS

Consejos de precaución	P210: Mantener alejado de fuentes de calor. P280: Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308 + P310: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Palabra de señalización	Peligro
Clase de almacenamiento	3 Líquidos Inflamables

Información de seguridad

Símbolos de riesgo y peligrosidad	 Harmful
--	---

Información de almacenamiento y transporte

Almacenamiento	Almacenar entre +15°C y +25°C.
-----------------------	--------------------------------

Información de transporte

Declaración (vía férrea y carretera) ADR, RID	UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
--	--------------------------------

Información de transporte	
Declaración (transporte aéreo) IATA-DGR	UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
Declaración (transporte marítimo) Código IMDG	UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II