

Test Dureza Total

Descripción	
Número de catálogo	110046
Replaces	10046-1; 10046
Visión de conjunto	La prueba de dureza total puede utilizarse para medir la dureza del agua. La dureza del agua es causada por la presencia de tierras alcalinas, principalmente calcio y magnesio. La dureza total se mide como la suma de todos los iones de calcio y de magnesio.
Información del producto	
Código HS	3822 00 00
Quality Level	MQ100
Información de seguridad según el GHS	
Clase de almacenamiento	10 - 13 Otros líquidos y sustancias sólidas
WGK	WGK 1 contamina ligeramente el agua
Información de almacenamiento y transporte	
Almacenamiento	Almacenar entre +15°C y +25°C.