

Test Dureza Total

Descripción	
Número de catálogo	110077
Replaces	10077-1
Descripción	Lead Test
Visión de conjunto	La prueba de plomo es apta para el análisis ambiental. Se usa no sólo en todos los medios acuosos, sino también en superficies metálicas para distinguir fácilmente entre metales plumbíferos y no plumbíferos.
Información del producto	
Código HS	3822 00 00
Quality Level	MQ100
Información de seguridad según el GHS	
Clase de almacenamiento	10 - 13 Otros líquidos y sustancias sólidas
Información de almacenamiento y transporte	
Almacenamiento	Almacenar entre +15°C y +25°C.