

Petri-Pad™, placas Petri precargadas con cartones absorbentes, esterilizadas

Descripción	
Número de catálogo	PD20047S5
Nombre comercial	Petri-Pad
Descripción	Petri-Pad™, placas Petri precargadas con cartones absorbentes, esterilizadas
Visión de conjunto	47 mm petri pad dishes for filter cultures on broth
Información del producto	
Color del dispositivo	Transparente
Color del filtro	Not applicable
Tipo de ensayo	Environmental Analysis Laboratory Filtration Bioburden Testing
Quality Level	MQ100
Aplicaciones	
Aplicación	Beer, Bottled Water, Cider, Sport Drink, Wine
Aplicaciones clave	Cosméticos Alimentos y bebidas

Aplicaciones	
	CC industrial
Información biológica	
Esterilidad	Estéril
Información fisicoquímica	
Tamaño de poro	Not applicable
Dimensiones	
Superficie del filtro	Not applicable
Diámetro	47 mm
Volumen	Not applicable
Diámetro del filtro (ø)	Not applicable
Información de materiales	
Química	Cartón de celulosa
Material del dispositivo	Not applicable

Información sobre embalaje**Cantidad**

600