

Membrana MF-Millipore, ésteres mezclados de celulosa, hidrófila; 0,45 µm, 47 mm, blanca, superficie lisa

Descripción	
Número de catálogo	HAWP04700
Nombre comercial	MF-Millipore
Descripción	Membrana MF-Millipore, ésteres mezclados de celulosa, hidrófila; 0,45 µm, 47 mm, blanca, superficie lisa
Información preliminar	Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications. MF-Millipore™ filters without Triton® surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters. Features & Benefits: - Versatile filter for biological and environmental monitoring applications - Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface - Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Información del producto	
Código del filtro	HAWP
Color del filtro	Blanco
Temperatura de funcionamiento máxima	75 °C
Quality Level	MQ400

Aplicaciones	
Aplicación	47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Contaminant of Interest	Particles (Particulate and gel like matter) Insoluble Contamination (Particulate and Gel-Like Matter) Sediment
Regulated Test Method Number	ASTM D4898 ASTM D4807
Información biológica	
Adsorción de insulina	262 µg/cm ²
Medios	MF-Millipore
Humectabilidad	Hidrófila
Información fisicoquímica	
Índice de refracción	1.51
Tamaño de poro	0.45 µm
Caudal de aire	4 L/min x cm ²
Punto de burbuja a 23 °C	≥2,2 bar

Información fisicoquímica	
Extraíbles gravimétricos (%)	2.5%
Porosidad %	79%
Caudal de agua	60 mL/min x cm ²
Dimensiones	
Superficie del filtro	Lisa
Grosor	150 µm
Diámetro del filtro (ø)	47 mm
Información de materiales	
Química	Ésteres mixtos de celulosa (EMC)
Información sobre embalaje	
Cantidad	100