

Unidad de filtración Millipak-40 0,22 µm NPT

Descripción	
Número de catálogo	MPGL04GK2
Descripción	Unidad de filtración Millipak-40 0,22 µm NPT
Visión de conjunto	Sterile unit. Delivered hermetically sealed, with its Certificate of Quality
Información del producto	
Device Configuration	Gamma Gold Capsule
Conexiones (Entrada/salida)	6 mm (1/4 in.) NPTM/6 mm (1/4 in.) Espiga para la manguera con campana
Presentación	Blister
Presión diferencial máxima [bar]	In equicorrente: 4,1 bar @ 25 °C; 1,7 bar @ 80 °C; 0,35 bar @ 123 °C; controcorrente: 0,7 bar @ 25 °C
Presión de entrada máxima [bar]	5,2 bar @ 25 °C
Buenas prácticas de fabricación	Estos productos se fabrican en una instalación que sigue las Buenas Prácticas de Fabricación de la FDA.
Quality Level	MQ400

Aplicaciones	
Aplicación	Sterile 0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense
Información biológica	
Medios	Durapore®
Esterilidad	Estéril
Esterilización	3 ciclos de autoclave de 90 min a 123 °C; no esterilizable a vapor en línea
Retención bacteriana	Las muestras tenían la capacidad de retención cuantitativa de una concentración reto mínima de <i>Brevundimonas diminuta</i> de 1×10^7 UFC/cm ² usando la metodología ASTM® F838.
Humectabilidad	Hidrófila
Información fisicoquímica	
Tamaño de poro	0.22 µm
Conexión de entrada	NPTM
Conexión de salida	Stepped Hose Barb with Bell
Punto de burbuja a 23 °C	≥ 3450 mbar (50 psig) aire con agua

Información fisicoquímica	
Extraíbles gravimétricos (%)	The extractables level was equal to or less than 1.5 mg per sterilized device after a 200 mL flush and 24 hours in water at controlled room temperature.
No libera fibras	This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
USP Bacterial Endotoxins	A sample aqueous extraction contains less than 0.5 EU/mL as determined by the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
Dimensiones	
Diámetro conexión de entrada	1/4
Diámetro conexión de salida	6 mm
Información de materiales	
Química	Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
Material del dispositivo	Policarbonato
Información sobre embalaje	
Cantidad	2

Información sobre embalaje

Envase

Envase tipo blíster