

Unidad Steritest™ NEO para líquidos en ampollas y bolsas de plástico flexible, con membrana de ésteres de celulosa 0,45 µm, Paquete de 10 unidades.

Descripción	
Número de catálogo	TZHALA210
Nombre comercial	Steritest
Descripción	Unidad Steritest™ NEO para líquidos en ampollas y bolsas de plástico flexible, con membrana de ésteres de celulosa 0,45 µm, Paquete de 10 unidades.
Visión de conjunto	The Steritest™ NEO Device for liquids in ampoules or collapsible bags includes a single needle for easy access to ampoules and a separate vent needle. A single needle adapter enables easy access to collapsible bags. The Blue canister base indicates mixed ester of cellulose membrane. This membrane provides an optimal filtration flow rate for standard products.
Información del producto	
Device Configuration	2 cámaras
Color del filtro	Blanco
Código de colores	Azul
Presión de entrada máxima [bar]	3.1 bar (45 psi) @ 25 °C
Temperatura de funcionamiento máxima	45 °C

Información del producto	
Tipo de ensayo	Sterility testing
Quality Level	MQ400
Aplicaciones	
Aplicación	Parenterales de gran volumen y fármacos sintéticos sin actividad antibiótica
Aplicaciones clave	Pharmaceutical
Información biológica	
Medios	MF-Millipore
Esterilidad	Estéril
Esterilización	Radiación gamma
Información fisicoquímica	
Tamaño de poro	0.45 µm
Dimensiones	
Superficie del filtro	Lisa

Dimensiones	
Volumen	120 mL (graduation marks at 50, 75 and 100 mL)
Diámetro del filtro (Ø)	47 mm
Información de materiales	
Química	Ésteres mixtos de celulosa (EMC)
Material del dispositivo	Estireno acrilonitrilo
Materiales	Tubos de doble lumen: PVC, 850 mm de largo; Adaptador con aguja: acero inoxidable y poliamida 6-6
Declaraciones de uso del producto	
Cumplimiento de las normas	Sterility Testing USP 71, EP2.6.1 , JP 4.06
Información sobre embalaje	
Cantidad	10
Envase	10 blisters per box, single packed