

Unidad Steritest™ NEO para polvos y liofilizados solubles en viales, con membrana Durapore PVDF de baja adsorción, Paquete de 10 unidades

Descripción	
Número de catálogo	TZHVDV210
Nombre comercial	Steritest
Descripción	Unidad Steritest™ NEO para polvos y liofilizados solubles en viales, con membrana Durapore PVDF de baja adsorción, Paquete de 10 unidades)
Visión de conjunto	The Steritest™ NEO Device for antibiotics (liquids or reconstituted powders in vials) is a tubing and needle assembly for antibiotics and products with antimicrobial activity that require dilution or dissolution. It aseptically connects the diluent or dissolution fluid to the product container for dilution. The device is used for pooling of superpotent antibiotics to reduce product-membrane contact time when the product is then filtered. The red canister base indicates low absorption Durapore® membrane and specific drain design. This optimizes the rising of products that inhibit microbial growth,
Información del producto	
Device Configuration	2 cámaras
Color del filtro	Blanco
Código de colores	Rojo
Presión de entrada máxima [bar]	3.1 bar (45 psi) @ 25 °C

Información del producto	
Temperatura de funcionamiento máxima	45 °C
Tipo de ensayo	Sterility testing
Quality Level	MQ400
Aplicaciones	
Aplicación	The Steritest™ NEO Device for antibiotics is a tubing and needle assembly for antibiotics and products with antimicrobial activity that require dilution or dissolution.
Aplicaciones clave	Pharmaceutical
Información biológica	
Medios	Durapore®
Esterilidad	Estéril
Esterilización	Rayos gamma
Información fisicoquímica	
Tamaño de poro	0.45 µm

Dimensiones	
Superficie del filtro	Lisa
Volumen	120 mL (graduation marks at 50, 75 and 100 mL)
Diámetro del filtro (ø)	47 mm
Información de materiales	
Química	PVDF hidrófilo
Material del dispositivo	Estireno acrilonitrilo
Materiales	Tubos de doble lumen: PVC, 850 mm de largo; Adaptador con aguja: acero inoxidable y poliamida 6-6
Declaraciones de uso del producto	
Cumplimiento de las normas	Sterility Testing USP 71, EP2.6.1 , JP 4.06
Información sobre embalaje	
Cantidad	10
Envase	10 blisters per box, single packed