

Unidad Steritest™ NEO para volúmenes pequeños de líquidos en viales, con membrana de ésteres de celulosa 0,45 µm, Paquete de 10 unidades.

Descripción	
Número de catálogo	TZHASV210
Replaces	TSHA LV2 10
Nombre comercial	Steritest
Descripción	Unidad Steritest™ NEO para volúmenes pequeños de líquidos en viales, con membrana de ésteres de celulosa 0,45 µm, Paquete de 10 unidades.
Visión de conjunto	The Steritest™ NEO Device for SVP in vials is provided with a small diameter double needle adapter for small vials with septa. It is used for sterility testing of small volume parenterals and synthetic drugs without antimicrobial activity. The blue canister base indicates mixed ester of cellulose membrane. This membrane provides an optimal filtration flow rate for standard products.
Información del producto	
Device Configuration	2 cámaras
Color del filtro	Blanco
Código de colores	Azul
Presión de entrada máxima [bar]	3.1 bar (45 psi) @ 25 °C

Información del producto	
Temperatura de funcionamiento máxima	45 °C
Tipo de ensayo	Sterility testing
Quality Level	MQ400
Aplicaciones	
Aplicación	Parenterales de pequeño volumen y fármacos sintéticos sin actividad antibiótica
Aplicaciones clave	Pharmaceutical
Información biológica	
Medios	MF-Millipore
Esterilidad	Estéril
Esterilización	Radiación gamma
Información fisicoquímica	
Tamaño de poro	0.45 µm

Dimensiones	
Superficie del filtro	Lisa
Volumen	120 mL (graduation marks at 50, 75 and 100 mL)
Diámetro del filtro (ø)	47 mm
Información de materiales	
Química	Ésteres mixtos de celulosa (EMC)
Material del dispositivo	Estireno acrilonitrilo
Materiales	Tubos de doble lumen: PVC, 850 mm de largo; Adaptador con aguja: acero inoxidable y poliamida 6-6
Declaraciones de uso del producto	
Cumplimiento de las normas	Sterility Testing USP 71, EP2.6.1 , JP 4.06
Información sobre embalaje	
Cantidad	10
Envase	10 blisters per box, single packed