

Myron L PKUU Porta-Kit Ultrameter II



Para 6PFCE,
6Pfc, 6Psi y 6P
con instrumentos
digitales de mano.

El estuche rígido Myron L tiene una carcasa de plástico de polietileno de alta densidad con un interior forrado de espuma que se adapta a instrumentos y accesorios específicos para proporcionar la máxima absorción de impactos. Las configuraciones reales pueden diferir de lo que se muestra. (Modelo PKUU)

*Dimensiones aproximadas para todos los casos grandes:
L x A x P: 13.6 x 10 x 5.4 pulgadas / 346 x 254 x 137 mm*

Para la serie Ultrameter y Techpro TPH1 y TP1 Porta-Kit™ incluye un estuche protector rígido con revestimiento de espuma; 2 onzas. cada una de: 442-3000 y KCL-7000 Conductividad I TDS Solución estándar; Tampones de pH 4, 7 y 10; y solución de almacenamiento del sensor de pH.

