

Sensor de pH de repuesto Myron L RPT2 para PT2

Los sensores de repuesto Myron L son fáciles de instalar en su instrumento. El Ultrapen PT2 presenta un sensor de pH reemplazable por el uso con una unión líquida porosa única. Instrucciones de instalación incluidas con el sensor.

Altura del producto	2.60 IN
Longitud del producto	8.25 IN
Ancho de producto	3.50 IN
Altura de embarque	2.60 IN
Longitud de envío	8.25 IN
Ancho de envío	3.50 IN

