



Sonda de pH de repuesto Myron L RPY para medidores Pds

El sensor de pH de repuesto, reemplazable por el usuario, presenta una unión líquida única / porosa.
modelo: RPY

Nota: El sensor de pH en Myron L pDS debe mantenerse con una solución de almacenamiento de electrodos siempre que esté almacenado o no se use. Una solución de almacenamiento de electrodos mantendrá su sonda hidratada y protegerá el electrolito incrustado dentro de la sonda. Si la sonda se deshidrata, lo más probable es que falle y debe ser reemplazada por la sonda de reemplazo RPG.

