

EDTA SAL TETRASÓDICA DIHIDRATADA REACTIVO

(Ethylenedinitrilo) tetraacetic Acid, Tetrasodium, Salt Dihydrate

CAT. 1235

(Ácido (Etilendinitrilo) tetraacético, tetrasódico dihidratado)

$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_4 \cdot 2H_2O$

P.M. 416.21

CAS: 10378-23-1

Apariencia típica:

Polvo blanco.

Uso analítico:

Agente quelante y agente secuestrante.

Solubilidad acuosa:

Soluble

ESPECIFICACIONES

Capacidad quelante

Pasa prueba

Solubilidad en solución de Na_2CO_3

Pasa prueba

Máximo permitido

Residuo después de ignición

0.1%

Metales pesados (Pb)

0.001%

Hierro (Fe)

0.001%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE