

ESTAÑO GRANALLA, 20-30 MALLAS A.C.S.

Tin	CAT. 1255
Sn	P.A. 118.71
CAS: 7440-31-5	
Apariencia típica:	Metal gris plateado.
Uso analítico:	Agente reductor.
Punto de fusión:	232°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Sn)	≥ 99.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Antimonio (Sb)	0.02%
Cobre (Cu)	0.005%
Hierro (Fe)	0.01%
Plomo (Pb)	0.005%
Arsénico (As)	1 ppm

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-1-1

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE