

CLORURO ESTANOSO DIHIDRATADO A.C.S.

Stannous Chloride Dihydrate	CAT. 1260
(Cloruro de Estaño (II))	
$\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	P.M. 225.65
CAS: 10025-69-1	
Apariencia típica:	Cristales
Uso analítico:	Agente reductor.
Punto de fusión:	37-38°C, cuando se calienta rápidamente.
Solubilidad acuosa:	118 g en 100 mL a 0°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	98.0 – 103.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Solubilidad en ácido clorhídrico	Pasa prueba
Sulfato (SO_4)	Pasa prueba
Calcio (Ca)	0.005%
Hierro (Fe)	0.003%
Plomo (Pb)	0.01%
Potasio (K)	0.005%
Sodio (Na)	0.01%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE