

SULFATO DE ESTAÑO (II) REACTIVO

Stannous Sulfate
(Sulfato Estanoso)

CAT. 1265

SnSO_4

P.M. 214.77

CAS: 7488-55-3

Apariencia típica:

Cambio de estado (aproximado):

Cristales blancos ortorrómbicos.
Se descompone alrededor de 378°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Sn)

54.0 – 55.6%

Identificación

Pasa prueba

Máximo permitido

Pérdida por secado

2.0%

Hierro (Fe)

0.01%

Cloruro (Cl)

0.05%

Materia insoluble en HCl diluido

0.05%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE